

Mimitakara® 耳寶助聽器

耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號

2023
專刊

賀

助聽器國家隊成立!!



原廠製造

用工廠的價格
提供優良品質



線上下單

隨時隨地輕鬆
訂購助聽器



快速出貨

於下單後1~2
個工作天送達

助聽器國家隊的20年耕耘有成

敬啟者

20年來，推動科技聽力輔具發展以及幫助聽力障礙者重返有聲世界一直是本人的職志。就在今年11月，元皓能源所屬母公司領軍台灣電子製造業龍頭集團共同組成了「助聽器國家隊」、倡議「以科技輔助聽力」；團隊成員秉持共同的信念，攜手將國產助聽器推向國際！

國家隊的成立標示著「以更合理的價位及更精良的技術降低聽力障礙者使用助聽器的門檻」以及「提升對聽覺輔具滿意度」的新里程碑。我們長年對聽障者需求的察覺激發了「研發國產助聽器」的強烈動機，進而促使我們投入大量資源以達成「幫助聽力障礙者重拾聆聽的樂趣」！

自創立以來，集團以「創造最高價值」勉勵同仁透過行動改善人類生活，因而開發出全球首創的「充電式助聽器」；近5年間，更進一步打造「智能聽力照護服務」以協助OTC通路加入販售聽力輔具的行列，期盼能大量增加助聽器與用戶的接觸的機會、力求以最新聽力科技，達成「台灣無聽障，世界無聽障」的目標！

本專刊收錄了助聽器國家隊成軍前後的各式聽力輔具相關產品，敬請各位先進鈞閱，如內容尚有謬誤或不足之處，也懇請不吝指教。再次感謝各位給予敝公司與您合作的機會，歡迎各位與國家隊攜手守護國人的聽力健康。

順頌 商祺

元勛國際股份有限公司 董事長

元皓能源股份有限公司 董事長

吳志賢 敬上 2022.12.08



助聽器國家隊成立記者會暨新品發表會



元勛集團與世界頂級科技廠合組「助聽器國家隊」，營收創新高，邁向興櫃之路！

元勛國際股份有限公司(下稱元勛集團)於111年9月30日與「元健大和直販事業股份有限公司(7574)」及「元皓能源股份有限公司(7449)」成功整合為具有生技醫療及再生綠能產業的「元勛集團」，並聯合世界頂級的科技廠商「日月光、仁寶、英霸聲學」合組「助聽器國家隊」，領銜「國產助聽器」全球拓銷行動！為此，新北市經濟發展局特於111年11月份協助元勛，在新北市政府的511簡報室內辦理「助聽器國家隊成立新聞發布會」，以廣為宣傳轄下元勛集團之創舉！

以「風力發電機」為發展主軸的元皓能源於2009年成立，同年，創辦人吳志賢先生有感於聽障者需求未被滿足，而以「世界無聽障」為宗旨，成立了「元健大和直販事業股份有限公司(7574，下稱元健)」；此二家公司在新北市經濟發展局的推薦及輔導下先後登錄創櫃板，並挾雲端服務之競爭優勢，使營業績效連年快速提升——尤其「元健大和」在短短3年間快速拓展國內、外市場，並成功整合了日月光、仁寶等高精密供應鏈，共同組成「助聽器國家隊」，攜手向全球市場邁進！



↑ 媒體影音



【耳寶助聽器】國產助聽器知名品牌！

【耳寶助聽器】是台灣生產的醫材級助聽器，生產工廠符合ISO13485:2016以及品質管理系統及符合醫療器材優良製造規範，助聽器領有衛生福利部一等級醫療器材許可證，品質深獲歐、美、日市場好評。

【耳寶助聽器】榮獲台灣國家發明創作獎之殊榮。能更簡單操作的創新自我適配技術，可幫助使用者重拾天籟之音！

【耳寶助聽器】取得美國聯邦食品藥物管理局FDA上市前通知，敬請安心使用！

市場通路



※請注意，非以上通路販售品，高機率為詐騙，購買前請先來電確認!!!

耳寶客服專線：**(02)8665-0329**



耳寶助聽器服務中心，已於藥局、賣場通路正式上線營運。



↑ 服務據點


耳寶服務中心

- ◆ 專業遠端諮詢服務
- ◆ 過程簡單、快速且結果準確
- ◆ 環境明亮、安全舒適



雲端系統整合

- ◆ 專業人員隨時連線
- ◆ 雲端服務：專業人員提供遠端諮詢服務



服務項目：★ 助聽器諮詢服務



助聽器APP服務



goodHearing



myHearing



2023新品報到

Mimitakara®

耳寶助聽器
RIC耳掛型



型號：6EF

goodHearing R1

戴您擁抱新聲活！



極致美型

尊爵享受

簡單・環保

攜帶方便



建議售價

NT\$ **49,800**

goodHearing A1

藍牙數位降噪脖掛型助聽器

2023
新品報到全球首款使用 **xMEMS** 微型
矽揚聲器的True MEMS助聽器
佩戴便利 功能再進化

雙耳



型號：6K5A旗艦版

智慧切換 優先順序



手機來電



其他藍牙裝置



助聽器使用

■ 無感瞬間切換模式

■ 如無藍牙訊息，自動切換回一般助聽模式

產品特色

- 三種環境模式選擇：普通模式、對話模式、車內模式
- 毫秒移頻，不用擔心聽不見某些頻段
- 左右耳可各別做音量調整
- 10段音量大小，可隨時調整
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：50± 5dB
- 電池規格：Micro USB 供電
- 使用時間：充一次電可連續使用10個小時
- 產品尺寸：耳機主體44x20x27 mm
- 產品重量：耳機主體5公克/個
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **11,800**

詳細介紹



goodHearing T1

數位降噪TWS助聽器

型號：6ELB

型號：6ELA

隨聽所欲 時尚便利

藍左 / 紅右



智慧切換 優先順序



手機來電



其他藍牙裝置



助聽器使用

■ 無感瞬間切換模式

■ 如無藍牙訊息，自動切換回一般助聽模式

產品特色

TWS真無線藍牙助聽器

助聽器設定調整

左右耳可各別做音量調整

3種聆聽模式可供選擇

毫秒移頻技術，不用擔心聽不見某些頻段

耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第

007273號

北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：30 ± 5dB
- 電池規格：USB Type C 供電
- 使用時間：充一次電可連續使用10個小時
- 產品尺寸：耳機主體44x20x27 mm
- 產品重量：耳機主體5公克/個
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

雙耳NT\$ **29,800**

詳細介紹



goodHearing P1

藍牙數位降噪口袋型助聽器

按鈕大
好按USB
充電降噪
功能

最強長照熱賣機種

雙耳

藍左 / 紅右



型號：6K52旗艦版

智慧切換 優先順序



手機來電



其他藍牙裝置



助聽器使用

■ 無感瞬間切換模式

■ 如無藍牙訊息，自動切換回一般助聽模式

產品特色

- 三種環境模式選擇：普通模式、對話模式、車內模式
- 左右耳可各別做音量調整
- 口袋機按鈕大、好按，方便老人家使用
- 毫秒移頻，不用擔心聽不見某些頻段
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：55 ± 5dB
- 電池規格：Micro USB 供電
- 使用時間：充一次電可連續使用10個小時
- 產品尺寸：耳機主體44 x 32 x 15 mm
- 產品重量：耳機主體22公克
- 產地：台灣
- 耳機線長：720mm

建議售價

NT\$ **9,800**

詳細介紹



myHearing B1

雲端耳掛式助聽器

雲端聽力照護專家

方便

專業

貼心

輕量機身 重量品質

雙耳通用



型號：B1

雲端聽力照護專家提供諮詢



使用者



雲端聽力照護專家

產品特色

- 助聽器設定調整
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 專人為您調整助聽器
- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第 007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：70± 5dB
- 電池規格：採用13號鋅空氣電池
- 使用時間：100~120小時
- 產品尺寸：耳機主體35x16x8 mm
- 產品重量：耳機主體3.6公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **34,800**

詳細介紹



myHearing C1

雲端深耳道式助聽器

雲端聽力照護專家

方便

專業

貼心

超隱密設計 小耳道適用

左耳/右耳



型號：C1

雲端聽力照護專家提供諮詢



產品特色

- 助聽器設定調整
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 專人為您調整助聽器
- 耳內式造型，隱密美觀、舒適
- 降噪性能好
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第 007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：45 ± 5dB
- 電池規格：採用10號鋅空氣電池
- 使用時間：100~120小時
- 產品尺寸：耳機主體15x6x12mm
- 產品重量：耳機主體0.6公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **34,800**

詳細介紹



myHearing I1

雲端耳內式助聽器

雲端聽力照護專家

方便

專業

貼心

長銷機種 舒適無負擔

左耳/右耳



型號：I1

雲端聽力照護專家提供諮詢



產品特色

- 助聽器設定調整
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 專人為您調整助聽器
- 耳內式造型，隱密美觀、舒適
- 降噪性能好
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第 007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：55 ± 5dB
- 電池規格：採用312號鋅空氣電池
- 使用時間：100~120小時
- 產品尺寸：耳機主體19x7x13mm
- 產品重量：耳機主體1公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **34,800**

詳細介紹



goHearing R1


MFi數位RIC型助聽器

Made for
iPhone | iPad

專為iPhone用戶設計

雙耳

藍左 / 紅右



型號：R1



產品特色

- 專為iPhone用戶設計
- 可直接使用蘋果手機內建功能設定
- 接聽電話超清晰
- 快速設定，輕鬆聽音樂
- 即時聆聽功能
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位16頻
- 最大增益：50 ± 5dB
- 規格：氣導式助聽器
- 產品使用：電池飽電約可連續使用95小時
- 產品尺寸：約 35.4 x 15.6 x 8.7mm / 單個
- 重量：約3g / 單個
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

雙耳NT\$ **24,800**

詳細介紹



goHearing R2

行動裝置數位RIE型充電式助聽器

安卓裝置專用

android



Made for

iPhone | iPad

通話清晰 娛樂隨行

雙耳

藍左 / 紅右



型號：R2

Android原生助聽器音訊串流支援

Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA)

讓您的Android智慧手機與您的助聽器直接音訊串流

MF- Made for iPhone 助聽裝置

助聽裝置可與 iPhone、iPad 串流音訊、接聽電話、調整設定等等，另具即時聆聽功能。

產品特色

- 具ASHA及MF兩種系統可供選擇，可串流助聽器與行動裝置，無須下載app
- 助聽器接聽電話超清晰
- 快速設定，輕鬆聽音樂
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位16頻
- 最大增益：90 ± 5dB
- 規格：氣導式助聽器
- 產品使用：滿充電約可連續使用14小時
- 產品尺寸：約 15 x 45 x 9 mm / 單個
- 重量：約10g / 單個
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

雙耳NT\$ **24,800**

詳細介紹



goHearing R3

MFi數位RIE型充電式助聽器

Made for
iPhone | iPad

即時聆聽 助聽放心

雙耳

藍左 / 紅右



型號：R3



產品特色

- 專為iPhone用戶設計
- 可直接使用蘋果手機內建功能設定
- 接聽電話超清晰
- 快速設定，輕鬆聽音樂
- 即時聆聽功能
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第 007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位16頻
- 最大增益: 60 ± 5dB
- 規格: 氣導式助聽器
- 產品使用: 滿充電約可連續使用14小時
- 產品尺寸: 約36 x 15 x 10 mm / 單個
- 重量: 約6.0g / 單個
- 產品材質: 耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地: 台灣

建議售價

雙耳NT\$ **24,800**

詳細介紹



AM早晨系列

數位耳內型助聽器

數位
12頻噪音
管理反饋音
預防

舒適新體驗


左耳/右耳



型號：I2L/I2R

寬動態範圍壓縮系統 (WDRC)

助聽器通過電腦自動編程
根據使用者的需要使聲音
壓縮在最舒適的聽取範圍
，確保配戴助聽器時不會
產生聲音忽強忽弱、聲音
失真等問題。



產品特色

- WDRC個人化音質調整
- 耳內式造型，隱密美觀，好接電話
- 電池式設計，無需等待充電時間
- 高科技噪音消除
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010035號

規格

- 數位12頻
- 最大增益：55 ± 5dB
- 電池規格：採用312號鋅空氣電池
- 使用時間：100~120小時
- 產品尺寸：耳機主體19x7x13mm
- 產品重量：耳機主體1公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **27,800**

詳細介紹



AM早晨系列

數位耳掛型助聽器

數位
12頻噪音
管理反饋音
預防

頂級高階 完美客製

雙
耳
通
用

型號：B290

快速切換模式



模式一・安靜
短按後放開發出：
嗶一聲提示音

低頻 高頻

模式二・加強低音
短按後放開發出：
嗶兩聲提示音

低頻 高頻

模式三・最強
短按後放開發出：
嗶三聲提示音

低頻 高頻

產品特色

- WDRC 個人化音質調整
- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 高科技噪音消除
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第 007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 數位12頻
- 最大增益：90 ± 5dB
- 電池規格：採用13號鋅空氣電池
- 使用時間：100~170小時
- 產品尺寸：耳機主體35x16x8mm
- 產品重量：耳機主體3.6公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **30,800**

詳細介紹



AM早晨系列

數位耳掛型助聽器

數位
12頻噪音
管理反饋音
預防

頂級高階 完美客製

雙
耳
通
用

型號：B292

快速切換模式



模式一・安靜
短按後放開發出：
嗶一聲提示音

低頻 高頻

模式二・加強低音
短按後放開發出：
嗶兩聲提示音

低頻 高頻

模式三・最強
短按後放開發出：
嗶三聲提示音

低頻 高頻

產品特色

- WDRC個人化音質調整
- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 高科技噪音消除
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 數位12頻
- 最大增益：120 ± 5dB
- 電池規格：採用675號鋅空氣電池
使用時間：100~170小時
- 產品尺寸：耳機主體44x38x10mm
- 產品重量：耳機主體5.4公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **33,800**

詳細介紹



AM早晨系列

數位耳掛型助聽器

數位
雙頻噪音
管理反饋音
預防

震撼「聲」活

雙
耳
通
用

型號：6DA2

音量/模式切換



模式一・安靜

長按後放開發出：
嗶一聲

低頻 高頻

模式二・加強低音

長按後放開發出：
嗶兩聲

低頻 高頻

模式三・最強

長按後放開發出：
嗶三聲

低頻 高頻

產品特色

- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 個人化音質調整
- 高科技噪音消除
- 耳寶助聽器(未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 數位雙頻
- 最大增益：90 ± 5dB
- 電池規格：採用13號鋅空氣電池
- 使用時間：100~170小時
- 產品尺寸：耳機主體35x16x8mm
- 產品重量：耳機主體3.6公克
- 產品材質：耳機主體為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **9,800**

詳細介紹



AM早晨系列

數位耳掛型助聽器

數位
4頻噪音
管理反饋音
預防

震撼「聲」活

雙
耳
通
用

型號：6DA3

音量/模式切換



模式一・安靜

長按後放開發出：
嗶一聲

低頻 高頻

模式二・加強低音

長按後放開發出：
嗶兩聲

低頻 高頻

模式三・最強

長按後放開發出：
嗶三聲

低頻 高頻

產品特色

- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 個人化音質調整
- 高科技噪音消除
- 耳寶助聽器(未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 數位4頻
- 最大增益：120±5dB
- 電池規格：採用675號鋅空氣電池
- 使用時間：100~170小時
- 產品尺寸：耳機主體44x38x10mm
- 產品重量：耳機主體5.4公克
- 產品材質：耳機主體為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **13,800**

詳細介紹



AM早晨系列

數位耳掛型助聽器

myHearing B2

數位
8頻噪音
管理反饋音
預防

震撼「聲」活

雙
耳
通
用

型號：6DA4

音量/模式切換



模式一・安靜

長按後放開發出：
嗶一聲

低頻 高頻

模式二・加強低音

長按後放開發出：
嗶兩聲

低頻 高頻

模式三・最強

長按後放開發出：
嗶三聲

低頻 高頻

產品特色

- 助聽器調整設定
- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取
- 數位音質，打造客製化的聲音
- 高科技噪音消除
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第 007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 數位8頻
- 最大增益：120 ± 5dB
- 電池規格：採用675號鋅空氣電池
使用時間：100~170小時
- 產品尺寸：耳機主體44x38x10mm
- 產品重量：耳機主體5.4公克
- 產品材質：耳機主體為 ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **30,800**

詳細介紹



數位耳掛式助聽器

感應T線圈系統

接聽電話時，透過助聽器內建的T線圈，助聽器放大話筒中的聲音，以便電話溝通。


接聽電話更清晰

雙耳通用



型號：6S47

直覺式按鍵



模式一：
按一下(嘟一聲)

一般模式

模式二：
按兩下(嘟兩聲)

降噪模式

模式三：
按三下(嘟三聲)

聽電話模式

產品特色

- 左右耳適用款
- 氣導管設計，音質細膩，方便耐用、好清洗
- 耳掛式造型好拿取方便活動
- 內建三種模式，可自由選擇
- 減小自己說話的回音，加強外界的聲音
- 耳寶助聽器(未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 數位雙頻
- 最大增益：45±5dB
- 電池規格：採用13號鋅空氣電池
- 使用時間：全新電池約可連續使用95小時
- 產品尺寸：耳機主體15x37x9mm
- 產品重量：耳機主體3.6公克
- 產品材質：耳機為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳NT\$ **6,980**

詳細介紹



充電耳掛式助聽器

國民機種好評再升級
單耳升級**雙耳**




重量級 原音重現

雙耳



型號：64KA Pro

直覺式操作介面



產品特色

- 氣導管設計，方便耐用、好清洗
- 充電式設計，無須更換電池
- 六段音量調整
- 設有10秒延遲開機功能，有效抑制嘯叫聲
- 樂齡友善尺寸的極簡化設計
- 耳寶 助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 最大增益：50±5dB
- 供電方式：USB Type C 供電
- 使用時間：滿電狀態下約可連續使用10小時
- 產品尺寸：耳機主體約 41x31x9 mm
- 產品重量：耳機主體3.4公克
- 產品材質：耳機主體、充電座為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

雙耳NT\$ **10,800**


詳細介紹



充電耳內式助聽器



兩種充電方式



機體小巧 隱密性高

單耳

雙耳



型號：6SA2

簡易音量調整



產品特色

- 耳內式造型，隱密美觀，隱密性高
- 數位式音源處理細膩度增加，表現忠於原音、音質真實呈現
- 具降噪模式，增加配戴之舒適度
- 雙耳充電盒具照明功能，方便夜間使用
- 耳寶助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 最大增益：38 dB±5dB
- 電池規格：變壓器/4號電池(2種充電方式)
- 使用時間：每充電一次可連續使用4到8小時
- 產品尺寸：耳機主體約24.0 x 10.5 x 14.4 mm
- 產品重量：耳機主體2.4公克
- 產品材質：耳機主體、充電盒為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳/雙耳 NT\$

12,800/ 18,800

詳細介紹



耳內式助聽器



單耳



型號：6SY5

簡易音量調整



產品特色

- 耳內式造型，隱密美觀，隱密性高
- 數位式音源處理細膩度增加，表現忠於原音、音質真實呈現
- 具降噪模式，增加配戴之舒適度
- 電池式供電，方便立即使用
- 耳寶助聽器 (未滅菌)衛部醫器製壹字第007273號
- 北衛器廣字第11010036號

規格

- 最大增益：34±5dB
- 電池規格：312(PR41) 助聽器專用電池
- 使用時間：每次可連續使用260小時
- 產品尺寸：耳機主體25.7x 13.9x 10.7mm
- 產品重量：耳機主體2.2g
- 產品材質：耳機主體、收納盒為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

單耳 NT\$ **7,980**

詳細介紹



耳內式輔助器

2023
新品報到


佩帶舒適，輕巧便利

雙耳



型號：6SC2

觸控式音量調整



產品特色

- 充電式設計
- 簡易調節音量，銀髮族適合
- 安全抗菌，健康安心
- 降噪功能加強，聲音清晰
- 佩帶舒適，輕巧便利
- 全角度收音，聲音更自然

規格

- 供電方式：USB Type C 供電
- 工作時間：8-14小時
- 充電時間：約3小時
- 產品尺寸：耳機主體20.5x 21.8x 22.8mm
- 產品重量：耳機主體4.4g
- 產品材質：耳機主體、收納盒為ABS / 耳塞為矽膠
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **3,980**

詳細介紹



隨享音悅零時差 溝通傳遞無距離

聽見
電視

找回您的視聽享受



高感度收音



電視音訊傳輸



無線藍牙麥克風發射器



USB充電



夾夾設計

型號：6K33

方法 1

使用附屬的訊號線，連接到電視3.5mm耳機輸出孔或RCA (AV端子)音頻輸出孔，再將聲音藍牙傳輸給助聽器。



方法 2

將麥克風置於電視喇叭附近，接收電視聲音並藍牙傳輸給助聽器。



產品特色

- 內建高感度收音麥克風，將高清立體聲信號解碼，並傳送給藍牙助聽器
- 使用Mirco USB充電，充電2小時，可連續使用6~7個小時
- 觀看電視功能，可使用所附屬的訊號線連接到電視3.5mm耳機輸出孔或使用藍牙喇叭接收電視聲音

規格

- 藍牙偵測範圍：10公尺 (在開放空間)
- 電源：USB充電器
- 內建電池：可充電鋰聚合物
- 工作時間：6-7小時
- 待機時間：140小時
- 充電時間：約2小時
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **3,980**

詳細介紹





耳寶雲端聽力APP 專用耳機



型號：MX-500



耳機原適用3.5公釐插孔，另附加兩種轉接頭可供不同類型手機使用



iPhone耳機轉接頭




Type C耳機轉接頭

產品特色

- 配合測聽軟件使用，提升測聽準確性
- 耳罩分左右耳(藍色為左耳/紅色為右耳)
- 手機、平板皆適用
- 附手機用轉接頭
- 附收納盒方便攜帶



測聽服務APP



goodHearing



myHearing

建議售價

NT\$ **2,980**

☐ 有聽見

☐ 沒有聽見

簡單測驗你的聽力

發聲端靠近耳朵約2~3公分
按著上方按鈕，即可檢測



關於聽力檢查計

使用聽力檢查計，可初步了解客戶的聽力狀況，根據測聽結果來幫助客戶挑選合適的助聽器。

輕輕一按 簡易測聽




產品特色

- 聽力檢查計上有2個測試鈕，頻率為1KHz與2KHz
- 前端為喇叭輸出，後端標示分貝值
- 左右耳均可使用聽力檢查計測試聽力
- 將50dB與70dB的聽力檢查計，前端靠近耳朵約2-3公分，按著上方按鈕，即可開始量測

使用方式

1. 先使用50分貝的聽力檢查計再測70分貝的
2. 按住測試鈕，對著耳朵方向測聽
3. 有聽見就在檢測表格打勾，沒聽見就打叉



建議售價

NT\$ **1,480**

詳細介紹



Mimitakara®

德國進口鋅空氣電池

助聽器專用 



 德國製造

鋅空氣電池2卡12入

規格 S675 / S312 / S13 / S10

德國製造 穩定耐用



312(PR41)



10(PR70)



13(PR48)



675(PR44)

產品特色

- 鋅空氣電池電壓輸出穩定，可以使助聽器等裝備有良好且穩定的特性表現
- 貼紙封條加長設計，方便銀髮族朋友撕開使用
- 貼紙封條加長設計，方便沾黏起助聽器內的沒電電池，更容易進行電池更換
- 德國西門子旗下品牌，品質有保障

聲音
穩定

耐用
長壽命

各機型
適用

德國
製造

建議售價

NT\$ **600**





中西合一 健康維持



型號：RB-601

適合族群



銀髮族



影音娛樂
重度使用




噪音環境工作

產品特色

- 成分：南瓜籽萃取物、褐藻萃取物(含褐藻糖膠)、紅藻萃取物(含蝦紅素)、維生素C、束絲藻萃取物、大豆胜肽、甘氨酸亞鐵、酵母粉(含天然維生素D)、黑胡椒萃取物、葉酸
- 容量：30入(500 mg/入)
- 用量：每天1-2顆，配開水服用(水溫<45°C)
- 本產品素食者可食用

營養成分



建議售價

30入NT\$ **649**

詳細介紹



Mimitakara®
耳寶助聽器



www.mimitakara.com.tw

● 客服專線 02-8665-0329 ● 客服信箱 service@diginex.com.tw



AGO購物商城



Youtube 頻道



FB粉絲團



Line 線上客服
@mimitakara

隨身用品紫外線殺菌乾燥機



產品特色

- 簡單殺菌·消毒·乾燥隨身小物
- 針對助聽器除濕、保持乾燥，可有效延長助聽器的使用年限
- 紫外線UV燈管，可有效抑制細菌孳生、滅菌消毒
- 附有計時器開關功能
- 內有溫控設計，維持溫度於56度上下
- 使用MicroUSB電源

規格

- UV光波長：254nm
- 量測鋅空氣電池尺寸：10 / 13 / 312 / 675
- 消費電力： $\leq 5W$
- 輸入電流：DC 1.0 A
- 輸入電壓：DC 5.0Vg
- 計時設定：3 小時 / 6 小時 / 9 小時
- 產地：台灣

建議售價


NT\$ **2,980**

詳細介紹



防疫級手持式紫外線滅菌機

型號：DP-3K6



產品特色

- 紫外線光源：模擬太陽光照射滅菌除蟎原理，有效消除空氣中與物品上看不見的細菌及塵蟎
- 通過日本工業標準 JIS Z 2801 (2010) 抗菌試驗
- 電池容量大：內建的電源續航力高達10小時
- 外型輕巧、收納方便

規格

- UV之波長：254nm / UV之強度：200uW/cm²
- 電源：5V / USB充電
- 電池容量：1600mA
- 本體尺寸：230 x 28 x 46 mm
- 本體重量：127g
- 有效距離：10公分以內
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **3,980**

詳細
介紹



影片
介紹



隨身USB型防疫 紫外線滅菌LED燈片

型號：DP-3R6



產品特色

- 紫外線光源：模擬太陽光照射滅菌除蟎原理，有效消除空氣中看不見的細菌及塵蟎
- 採用台灣上市LED大廠所生產的UV-C LED模組，高效能、高節能、無汙染
- 小巧輕薄好隨身攜帶，方便維護與收納
- 直接插在行動電源、筆電、USB變壓器或車充，即可進行紫外線除蟎滅菌

規格

- UV之波長：270nm
- 電壓輸入：USB 5V
- 本體尺寸：42 x 12 x 2.4 mm
- 本體重量：2.8公克
- 通過日本工業標準JIS Z 2801 (2010)
- 抗菌試驗
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **699**


詳細
介紹



影片
介紹



專業級防疫 紫外線滅菌機



產品特色

- 紫外線光源：模擬太陽光照射滅菌除蟎原理，有效消除空氣中看不見的細菌及塵蟎
- 循環風扇：開啟循環風扇能夠加速空氣中紫外線滅菌的對流性
- 壁插式，隨插即用
- 通過日本工業標準JIS Z 2801 (2010) 抗菌試驗

規格

- UV之波長：254nm
- 電源：AC 110V / 60 Hz , 3W max
- 本體尺寸：65 x 42 x 155mm
- 本體重量：128g
- 有效坪數：單一空間15坪
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **1,980**

詳細
介紹



影片
介紹



侍衛級車用防疫 紫外線滅菌清淨機

型號：DP-3X6



產品特色

- 紫外線光源：有效消除空氣中看不見的細菌及塵蟎
- 循環風扇：加速空氣中紫外線滅菌的對流
- 負離子：能減少細菌產生及除臭，保持空氣清淨
- 活性碳濾網：消除空氣中的異味，過濾空氣中微小的粉塵和雜質

規格

- UV之波長：254nm
- 電源：5V / USB充電
- 本體尺寸：75 x 73 x 161 mm
- 本體重量：176g
- 有效坪數：單一空間15坪
- 通過日本工業標準JIS Z 2801 (2010) 抗菌試驗
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **4,980**


詳細
介紹



影片
介紹



辦公專用防疫 紫外線滅菌機



型號：DP-3EA



產品特色

- 專為商辦、餐廳、廠房、診所、安養院等營業場所設計的紫外線滅菌機
- 四支紫外線燈管：可大範圍有效消除空氣中的細菌及塵蟎
- 內建循環風扇：能加速空氣中的滅菌效果，降低室內塵蟎與細菌的數目
- 壁掛 / 站立式設計：主體背面附有掛鉤槽設計，附站立腳架可自行組裝使用

規格

- UV之波長：254nm/UV之強度：1200uW/cm²
- (四支殺菌燈管總和)
- 電源：12V/2A變壓器
- 本體尺寸：360 x 305 x 60 mm
- 本體重量：1249 g
- 有效坪數：單一空間80坪
- 產地：台灣

建議售價

NT\$ **13,800**

詳細
介紹



影片
介紹






滅菌淨化的專家

【防疫・滅菌・空氣清淨】



想接收最新優惠與新品資訊嗎？

快來追蹤我們諮詢專線 (02)8665-0329



AGO購物商城



FB粉絲團



Line線上客服